



exeol gel 82

Gel hydroalcoolique

► Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction

Produit destiné à l'hygiène humaine, à utiliser sur peau saine.



FRICION
HYDRO-
ALCOOLIQUE

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.



Sur mains propres et sèches, appliquer une quantité suffisante de gel pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Frictionner les mains et poignets en suivant toutes les étapes illustrées ci-dessous :



1 Friction paume contre paume.



2 Friction de la paume de la main droite sur le dos de la main gauche avec doigts entrelacés et vice-versa.



3 Friction de la paume contre paume avec doigts entrelacés.



4 Friction des dos des doigts dans la paume de la main opposée.



5 Friction circulaire d'un pouce, puis l'autre.



6 Friction de la pulpe des doigts et des ongles.



7 Friction des poignets.

Poursuivre la friction jusqu'à séchage complet des mains. Ne pas rincer. Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Dossier produit disponible sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL